



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur intra-oral Petri Pterygoid avec fibre optique

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur intra-oral Petri Pterygoid avec fibre optique

SKU RM-PPIOR-FO-23-1

\$149 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic	Longueur 23 cm, lame de 25,5 mm de large, faisceau de fibres optiques
1	Adaptateur universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles d'éclairage standard des blocs opératoires
1	Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur intra-oral Petri Pterygoid avec fibre optique est un écarteur chirurgical maxillofacial éclairé de premier plan, conçu spécifiquement pour combiner la protection neurovasculaire et une illumination optique directe et sans ombre lors d'interventions orthognatiques complexes. En dirigeant une lumière de haute intensité derrière la tubérosité maxillaire, cet écarteur illumine la jonction ptérygo-maxillaire postérieure, permettant aux chirurgiens d'exécuter des coupes d'ostéotomie avec une confiance visuelle absolue.

Conçu pour offrir une durabilité structurelle supérieure et une grande maniabilité, cette configuration de l'écarteur intra-oral Petri Pterygoid avec fibre optique présente une longueur totale d'instrument de 23 cm (\$149). Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la lame de travail intègre une disposition large de 25,5 mm explicitement optimisée pour les manœuvres d'ostéotome de Le Fort. Son faisceau lumineux intégré en fibres optiques comprend un connecteur universel compatible avec les câbles de source lumineuse standard de bloc opératoire (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), éliminant les zones d'ombre dans les tunnels intra-oraux profonds.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur intra-oral Petri Pterygoid avec fibre optique pour résister aux cycles répétitifs de stérilisation hospitalière, offrant aux centres de chirurgie

maxillofaciale, orthognatique et craniofaciale du monde entier une clarté optique exceptionnelle, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest