



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Vascular Lobster System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Vascular Lobster System

SKU RM-VLS-1

\$2,699 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	$\frac{3}{4}'' \times 2''$
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	$3\frac{1}{2}'' \times 2''$
1	Lobster Fence Swivel Retractor	$4'' \times 6''$
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	$2'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	$2'' \times 6''$
2	Lobster Renal Swivel Retractor	$1'' \times 6''$
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	$\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	$2'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	$3'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	$2'' \times 5''$

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Sterilization Box	—

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Vascular Lobster System es un separador quirúrgico adaptable montado a la mesa, diseñado para proporcionar una exposición fiable y manos libres durante intervenciones vasculares abiertas de alto riesgo. Anclado rígidamente al riel de la mesa de operaciones mediante un poste vertical y una mordaza de montaje, esta plataforma autoestática elimina la fatiga quirúrgica y evita desplazamientos accidentales de las valvas al operar cerca de vasos mayores frágiles.

Configurado específicamente para el acceso vascular periférico y aórtico abdominal, el Vascular Lobster System cuenta con un marco estructural Lobster de bajo perfil y ocho abrazaderas de bloqueo rápido. El complemento de 10 valvas giratorias proporciona una fuerza de sujeción focalizada, incluyendo separadores renales estrechos, valvas esplánicas viscerales profundas (de hasta 6"), valvas protectoras tipo Fence, Deaver, Harrington Sweetheart, Mayo y tiras maleables perforadas que se adaptan a las paredes de los vasos sin causar lesiones por cizallamiento.

Cada componente está fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). Retractor Maker suministra el Vascular Lobster System no estéril y totalmente autoclavable en una caja de esterilización a medida, ofreciendo durabilidad de grado hospitalario y trazabilidad completa para las cadenas de suministro quirúrgico.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest