



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mastóide Allport

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mastóide Allport

SKU RM-AMR-1

\$59 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Mastóide Allport	Comprimento total de 10.2 cm, garras afiadas 4x4	\$59
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mastóide Allport é um instrumento cirúrgico autostático indispensável, projetado especificamente para procedimentos otológicos e de base de crânio que exigem exposição constante e mãos-livres do osso temporal. Ao afastar o retalho retroauricular e o perióstio com suas garras afiadas intertravadas, este instrumento libera a equipe cirúrgica enquanto proporciona um corredor microcirúrgico desobstruído.

Projetado para tensionamento preciso em campos de trabalho confinados, esta configuração do Afastador Mastóide Allport apresenta um comprimento total de 10.2 cm (aproximadamente 4 polegadas) e um layout de garras afiadas 4x4. O cabo de parafuso mecânico integrado permite que o cirurgião ajuste a expansão das lâminas milímetro a milímetro, garantindo uma contração controlada que evita o rasgo de tecidos periosteais delicados.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Mastóide Allport para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às equipes de ORL e neurocirurgia um poder de fixação confiável e longevidade.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest