



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mathieu

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mathieu

SKU RM-MTR-20-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mathieu é um afastador cirúrgico versátil de ponta dupla projetado especificamente para fornecer retração confiável de margens de feridas e tecidos moles em múltiplas profundidades durante procedimentos cirúrgicos gerais, plásticos e ortopédicos. Projetado com duas geometrias de lâminas bifurcadas distintas em extremidades opostas de um cabo central, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas façam a transição sem esforço entre a retração de tecido subcutâneo raso e a elevação fascial mais profunda.

Construído para versatilidade clínica em variadas profundidades cirúrgicas, este Afastador Mathieu mantém um comprimento total uniforme de 20 cm (8 polegadas). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento é customizável em duas matrizes distintas de tamanhos de lâminas bifurcadas: 42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm (\$44) para campos padrão de tecidos moles, e um perfil expandido de 47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm (\$54) para deslocamento muscular mais amplo. As margens lisas e arredondadas das lâminas previnem trauma tecidual, enquanto o cabo central proporciona uma empunhadura livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Mathieu para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade clínica completa para clínicas ambulatoriais e salas de cirurgia em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)