



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Piel Sisson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Piel Sisson

SKU RM-SSR-105-1

\$84 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Piel Sisson	Longitud total de 10.5 cm, gancho de 1×1 puntas afiladas, mango plano	\$84
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$84

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Piel Sisson es un retractor microquirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar una elevación segura y antideslizante de colgajos cutáneos y una exposición fina de los bordes de la herida durante procedimientos plásticos, reconstructivos y faciales delicados. Diseñado con un perfil de gancho ultrafino, este instrumento permite a los cirujanos sujetar los márgenes cutáneos y subcutáneos de forma limpia, sin aplastar la microcirculación dérmica ni causar necrosis marginal.

Construido para ofrecer la máxima durabilidad y resistencia a la corrosión, respaldado por una garantía de por vida contra el óxido, esta configuración del Separador de Piel Sisson presenta una longitud total de 10.5 cm (\$84), optimizada para la manipulación de tejidos altamente detallada en espacios reducidos. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la configuración de las puntas incorpora una matriz asimétrica de 1×1 puntas afiladas. Las puntas afiladas están meticulosamente afiladas para ofrecer un agarre seguro y sin deslizamientos en los bordes de la piel, asegurando un compromiso tisular fiable con un riesgo mínimo de desplazamiento durante la sutura de alta magnificación. El mango plano garantiza una palanca manual libre de fatiga.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Piel Sisson para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía plástica, quirófanos oftalmológicos y clínicas de otorrinolaringología de todo el mundo una rigidez estructural inquebrantable, alta resistencia a la corrosión y una durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest