



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Langenbeck Retractor-Solid Handle (ランゲンベック 鉤 - 中実
ハンドル)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines

Donald Cameron



Langenbeck Retractor-Solid Handle (ランゲンベック 鉤 - 中実ハンドル)

SKU RM-LRSH-203-1

\$49 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	スタイル #1	寸法（長さ×幅）：32 mm長 × 10 mm幅 ・ 主な臨床的役割：局所的な創縁および表在性軟部組織の牽引 ・ 価格 (USD)：\$49.00
1	スタイル #2	寸法（長さ×幅）：38 mm長 × 10 mm幅 ・ 主な臨床的役割：中間の筋膜牽引および腱の露出 ・ 価格 (USD)：\$49.00
1	スタイル #3	寸法（長さ×幅）：38 mm長 × 12 mm幅 ・ 主な臨床的役割：標準的な成人の虫垂切除術、ヘルニア手術、整形外科の関節アプローチ ・ 価格 (USD)：\$49.00
1	スタイル #4	寸法（長さ×幅）：38 mm長 × 16 mm幅 ・ 主な臨床的役割：広範囲の筋肉変位および深部軟部組織の保持 ・ 価格 (USD)：\$49.00
1	保護スリーブ / ボックス	寸法（長さ×幅）：標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割：なし ・ 価格 (USD)：込み

製品詳細

Langenbeck Retractor-Solid Handleは、一般外科、整形外科、形成外科において、信頼性が高く滑りのない軟部組織および筋肉の牽引を提供するために特別に設計された不可欠な手持ち式レトラクターです。下向きの保持リップで終わる細長い直角ブレードにより、外科助手は皮膚縁や筋肉層に対して、滑ることなく一定の対向牽引を維持できます。

臨床基準に基づいて構築されたこのLangenbeck Retractor-Solid Handleは、全長20.3 cm (8 inches, \$49)で統一されています。最高級のサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で鍛造されており、4つの異なるブレードスタイル（スタイル#1：32 mm長 × 10 mm幅、スタイル#2：38 mm長 × 10 mm幅、スタイル#3：38 mm長

× 12 mm幅、スタイル#4：38 mm長 × 16 mm幅）から選択可能です。人間工学に基づきバランス調整されたソリッドなフラットハンドルは、術者の疲労を軽減し、快適なグリップを提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor MakerのLangenbeck Retractor-Solid Handleは、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、高い耐食性と構造剛性を備え、世界中の手術室で優れた臨床耐久性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest