



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Wiltse-Gelpi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Wiltse-Gelpi

SKU RM-WGSRR-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
28.0 cm Layout — Braços com curvatura externa, pontas agudas, trava por cremalheira	RM-WGSRR-1-1	\$99
Layout de 30.5 cm — Hastes com curvatura externa, pontas agudas, trava cremalheira	RM-WGSRR-1-2	\$109

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Wiltse-Gelpi é um afastador cirúrgico ortopédico e espinhal especializado, projetado especificamente para fornecer retração muscular profunda e estável durante acessos paraspinais e posterolaterais (acesso de Wiltse). Desenvolvido com braços de alcance profundo curvados para fora, este instrumento ancora-se firmemente nos planos musculares multifidus e longissimus, mantendo um corredor operatório estático e amplo para as facetas articulares e processos transversos.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave enquanto mantém uma resistência estrutural excepcional, esta série Wiltse-Gelpi está disponível em dois comprimentos totais: uma configuração de 28 cm (\$99) para corredores lombares posteriores adultos padrão, e uma configuração estendida de 30.5 cm (\$109) para sítios espinhais profundos ou bariátricos. Forjado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o perfil das pontas ativas apresenta braços curvos externos que terminam em pontas afiadas para permitir a separação precisa dos tecidos e ancoragem segura sem deslizamento intraoperatório. Sua trava mecânica de cremalheira multiposição mantém a contra-tração de forma confiável durante a decorticação e colocação de parafusos pediculares.

Finalizado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Wiltse-Gelpi para suportar cargas mecânicas pesadas, proporcionando a centros de coluna, salas

neurocirúrgicas e salas de trauma ortopédico em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest