



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Cervical/Lámina Cloward

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Cervical/Lámina Cloward

SKU RM-CCLR-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Mandíbulas con Estriado Cruzado	RM-CCLR-1-1	\$99
Con Mandíbulas Dentadas	RM-CCLR-1-2	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Cervical/Lámina Cloward es un instrumento quirúrgico espinal fundamental, diseñado específicamente para proporcionar una exposición segura y manos libres de la lámina cervical, las articulaciones facetarias y la musculatura paraespinal durante procedimientos de columna posterior. Diseñado con un equilibrio óptimo entre alcance y palanca mecánica, este instrumento elimina la fatiga del asistente mientras mantiene un corredor quirúrgico inamovible.

Construido para una navegación espinal precisa, esta configuración del Separador Cervical/Lámina Cloward presenta una longitud total de 16 cm (\$99) que proporciona una profundidad adecuada preservando un alto control manual en los corredores cervicales. Los cirujanos pueden configurar el instrumento ya sea con mandíbulas estriadas cruzadas, diseñadas para ofrecer un agarre seguro y distribuido en estructuras de tejido blando, o mandíbulas dentadas optimizadas para proporcionar la máxima tracción mecánica y un agarre antideslizante en capas musculares o fasciales densas. La cremallera integrada en los anillos para los dedos mantiene una tensión de retracción constante bajo una fuerte resistencia muscular.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Cervical/Lámina Cloward para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los quirófanos de neurocirugía y columna de todo el mundo una durabilidad y estabilidad clínica excepcionales.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest