



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kocher Langenbeck Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kocher Langenbeck Retractor

SKU RM-KLR-GEN-1

\$44 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Schmale Blätter (z.B. 25×6, 35×8 mm)	Verfügbare Längen & Griffe: 20.3 oder 22 cm (Ring / Hohl) · Klinische Rolle: Gezielte Schilddrüsen-, Sehnen- und klein chirurgische Retraktion · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Mittlere Blätter (z.B. 28×15, 41×14 mm)	Verfügbare Längen & Griffe: 20.3 oder 22 cm (Ring / Hohl) · Klinische Rolle: Standard-Appendektomie, Hernien und orthopädische Gelenkzugänge · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Tiefe Blätter (z.B. 70×14, 80×16 mm)	Verfügbare Längen & Griffe: 20.3 oder 22 cm (Ring / Hohl) · Klinische Rolle: Halten tiefer Muskelschichten sowie Becken- oder Hüftrekonstruktionen · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Schutzhülle / Box	Verfügbare Längen & Griffe: Standard-Transportverpackung · Klinische Rolle: — · Preis (USD): Inbegriffen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kocher Langenbeck Retractor ist ein unverzichtbarer manueller Wundhaken, der weltweit für die sichere, atraumatische Retraktion von Weichgewebe und Muskulatur in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie und plastischen Chirurgie geschätzt wird. Dank seines langgestreckten, rechtwinkligen Blattes, das in einer nach unten gerichteten Haltelippe endet, ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das sichere Halten von Muskelebenen und Wundrändern ohne Verrutschen oder lokale Gewebeischämien.

Diese für maximale verfahrenstechnische Adaptivität konzipierte Kocher Langenbeck Retractor Serie wird aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Güte gefertigt. Sie ist in zwei Gesamtlängen erhältlich: 20.3 cm (\$44) und 22 cm (\$49), mit einem 215 mm Standardprofil. Chirurgen können das Instrument durch drei Schaftlängen (10 cm, 12 cm und 14 cm) sowie wahlweise mit einem klassischen Fingerringgriff oder einem leichten Hohlheftgriff anpassen, der den Komfort erhöht und Ermüdungserscheinungen bei langen Eingriffen reduziert. Das umfangreiche Sortiment umfasst 20 standardisierte Blattdimensionen von 15 × 85 mm bis 80 × 16 mm.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Kocher Langenbeck Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet Operationssälen weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und absolute klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest