



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Mathieu Finger-Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mathieu Finger-Wundhaken

SKU RM-MFR-16-1

\$34 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Mathieu Finger-Wundhaken	Abmessungen / Details: 16 cm Gesamtlänge, 8,0 mm Breite, 3 Zinken pro Ende (scharf oder stumpf) · Enthaltene Menge: 1	\$34
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Individuelle Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$34

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Mathieu Finger-Wundhaken ist ein essentielles, doppelendiges chirurgisches Rechen-Instrument, das speziell für die sanfte, rutschfeste Elevation von Hautlappen und die Retraktion von Weichgewebe bei handchirurgischen, plastischen und kleinen allgemeinchirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Dank des ausbalancierten zentralen Griffs, der die beiden 3-zinkigen Arbeitsenden verbindet, können OP-Teams mühelos zwischen verschiedenen Retraktionsvektoren wechseln, ohne das Instrument austauschen zu müssen.

Konzipiert für optimale taktile Kontrolle in engen Operationsfeldern, weist diese Konfiguration des Mathieu Finger-Wundhakens eine Gesamtlänge von 16 cm (\$34) und eine Blattbreite von 8,0 mm auf. Gefertigt aus erstklassigem deutschen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), ist jedes Arbeitsende mit 3 Zinken ausgestattet, die je nach Bedarf konfiguriert werden können: Stumpfe Spitzen für die schonende Gewebemanipulation zur Minimierung lokaler Traumata oder scharfe Spitzen für einen besonders sicheren Griff in festem Dermisgewebe. Der flache Zentralgriff gewährleistet eine stabile manuelle Hebelwirkung.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish versehen, fertigt Retractor Maker den Mathieu Finger-Wundhaken so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Dies bietet ambulanten OP-Zentren, Kliniken für Plastische Chirurgie und Handtraumazentren weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und volle

Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest