



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Orbital Clodius

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Orbital Clodius

SKU RM-COR-1

\$24 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Orbital Clodius	Separador manual periorbital y de blefaroplastia	\$24
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para tránsito	\$24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Orbital Clodius es un retractor quirúrgico periorbital especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción segura y no traumática de las almohadillas de grasa orbital y los delicados colgajos cutáneos durante la blefaroplastia estética y la reconstrucción orbital. Diseñado con una hoja contorneada ultrasuave, este instrumento protege el globo ocular mientras establece un campo visual limpio para la escisión de grasa y el reposicionamiento del tabique.

Construido para una limpieza microquirúrgica de precisión, esta configuración del Separador Orbital Clodius (\$24) cuenta con un vástago delgado y equilibrado que proporciona al cirujano una sensibilidad táctil refinada en espacios oculares confinados. Su punta de espátula curva incorpora márgenes redondeados y no traumáticos que se asientan de forma segura contra el reborde orbital, evitando la compresión accidental del globo o hematomas vasculares. El mango plano ergonómico garantiza un control sin fatiga durante la delicada remodelación del párpado.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Orbital Clodius para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía oculoplástica, cosmética y oftálmica de todo el mundo una alta resistencia a la corrosión y precisión clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest