



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Hasson en S

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Hasson en S

SKU RM-HSR-LAP-1

\$24 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Modèle rigide — 10.0 mm ou 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Modèle Malléable — 10.0 mm ou 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Hasson en S est un instrument chirurgical manuel spécialisé, conçu pour offrir une exposition fasciale et une élévation de la paroi abdominale sûres et atraumatiques lors de la technique laparoscopique ouverte (technique de Hasson). Doté d'une architecture à double extrémité en forme de S, cet écarteur permet aux chirurgiens laparoscopiques d'élever proprement les marges fasciales ombilicales, offrant une visualisation directe pour une entrée péritonéale sécurisée sans risque de lésion intestinale.

Conçu pour la polyvalence clinique, ce modèle d'écarteur Hasson en S maintient une longueur totale fixe de 18.5 cm. L'instrument propose des profils de matériaux personnalisables : une conception malléable (44 \$) qui permet un modelage peropératoire sur mesure selon les contours spécifiques du patient, et une conception rigide (24 \$) offrant une résistance structurelle maximale contre les couches de tissus denses. Les deux profils sont disponibles en largeurs de lame de 10.0 mm et 13.0 mm avec des bords arrondis atraumatiques protégeant le péritoine délicat.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Hasson en S pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs de laparoscopie et de chirurgie générale du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest