



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter Perineal Surgery Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter Perineal Surgery Retractor

SKU RM-BPRS-1

\$2,199 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Haltestab	12" (30 cm)
2	Gelenkkloben	Standard
1	Horizontale Stange	Standard
1	Vertikale Verlängerungsstange	12" (30 cm)
5	Kipp-Ratschenmechanismen	Standard Multi-Winkel
1	Halbkreissegmente	8½" Durchmesser (21.6 cm)
1	Perinealring mit Kerben	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Vaginale posteriore Valven	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Biegsame Valven	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Biegsame Valven	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Biegsame Valven	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Sterilisationsbehälter	Schutzgehäuse

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bookwalter Perineal Surgery Retractor ist ein tischmontiertes, selbsthaltendes Retraktorsystem, das für eine stabile, freihändige Exposition bei perinealen, kolorektalen, gynäkologischen und pelvinen chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Sein Montagerahmen besteht aus einem 12" (30 cm) Haltestab, zwei Gelenkkloben, einer horizontalen Stange und einer 12" (30 cm) vertikalen Verlängerungsstange, was vielfältige Montage- und Positionierungsoptionen in Relation zum Operationstisch bietet.

Der Arbeitsrahmen wird durch einen 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) Perinealring mit Kerben gebildet, der durch ein 8½" (21.6 cm) Halbkreissegment unterstützt wird. Fünf winkelverstellbare Kipp-Ratschenmechanismen werden am Ring befestigt und ermöglichen eine unabhängige Einstellung von Winkel und Tiefe jeder Valve, wenn sich die Anforderungen an die Exposition ändern.

Die enthaltene Valvenkonfiguration deckt ein breites Spektrum an Expositionsbedürfnissen ab: zwei vaginale posteriore Valven, zwei Deaver-Valven in den Längen 5" und 3½" sowie sechs biegsame Valven in den Größen ½" × 4", ¾" × 4" und 1" × 5". Alle Komponenten sind aus nichtmagnetischem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt und werden in einem speziellen Sterilisationsbehälter geliefert.

Der Bookwalter Perineal Surgery Retractor wird unsteril geliefert, ist wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar. Der Bookwalter Perineal Surgery Retractor muss vor der Verwendung gemäß den validierten Verfahren der Gesundheitseinrichtung gereinigt und sterilisiert werden. Retractor Maker fertigt das System in Sialkot, Pakistan.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest