



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal Aufricht - Fibra Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Nasal Aufricht - Fibra Óptica

SKU RM-ANR-FO-1

\$149 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	Comprimento de 6 ¼" (15.9 cm), lâmina côncava de 7.0 mm, feixe de luz
1	Adaptador Universal de Guia de Luz	Compatível com cabos de fibra óptica padrão de centro cirúrgico
1	Manga Protetora / Caixa	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Nasal Aufricht - Fibra Óptica é um afastador de rinoplastia iluminado premium, desenvolvido para fornecer iluminação nítida e sem sombras, além de elevação de tecidos em corredores intranasais profundos. Ao combinar o afastamento anatômico com um canal de luz de fibra óptica integrado, este instrumento elimina o sombreamento causado por focos cirúrgicos, proporcionando visualização direta da linha de visão para o local da osteotomia e septo cartilaginoso.

Projetado para otimizar o espaço de trabalho em passagens nasais estreitas, este Afastador Nasal Aufricht - Fibra Óptica possui um comprimento total de 6 ¼ polegadas (15.9 cm) e um perfil de lâmina côncava delgado de 7.0 mm de largura. A geometria côncava cria espaço adicional para osteótomos, grosas e cânulas de sucção enquanto eleva o retalho dorsal. O instrumento incorpora uma guia de luz de fibra óptica sem emendas, terminada com um adaptador universal compatível com cabos de luz hospitalares padrão (Storz, ACMI, Wolf).

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com fibras ópticas de alta transmissão e acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Nasal Aufricht - Fibra Óptica não estéril e totalmente autoclavável, oferecendo durabilidade excepcional e iluminação brilhante para procedimentos nasais estéticos exigentes.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)