



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Rama Mandibular

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Rama Mandibular

SKU RM-RR-MAX-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Pequeño — 17 cm, valva de 11/15×70 mm	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Estándar — 22 cm, hoja de 11×70 mm	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Grande — 22 cm, valva de 12/22×70 mm	RM-RR-MAX-1-3	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Rama Mandibular es un retractor quirúrgico maxilofacial indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y no traumático de tejidos blandos y la exposición ósea de la rama ascendente de la mandíbula durante intervenciones ortognáticas. Diseñado con una curva de canal anatómica que se ajusta a los bordes anterior y lateral de la rama, este retractor protege las ramas del nervio facial, el músculo masetero y los vasos faciales de sierras oscilantes y fresas rotatorias.

Construido para un acceso intraoral profundo, esta configuración del Separador para Rama Mandibular (\$69) cuenta con un vástago alargado que mantiene las manos del asistente fuera del campo quirúrgico, preservando un campo visual abierto para el cirujano. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el extremo de trabajo incorpora una hoja acanalada contorneada que se asienta de forma segura contra el hueso cortical sin deslizarse hacia los tejidos blandos circundantes. El mango ergonómico ofrece un apalancamiento manual constante y sin fatiga durante osteotomías mandibulares complejas.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica este Separador para Rama Mandibular para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los equipos de cirugía reconstructiva facial, oral y maxilofacial de todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la

corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest