



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Heiss Wound Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширитель Heiss Wound Retractor

SKU RM-HWR-1

\$94 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
5×5 Зубцов — 10×10 mm или 15×10 mm (Острые / Тупые)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 Prongs Pattern — 10×10 mm or 15×10 mm (Острые / Тупые)	RM-HWR-1-2	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Heiss Wound Retractor является незаменимым инструментом для малой хирургии, специально разработанным для надежного самодержащего разведения краев раны и стабильной экспозиции тканей при поверхностных вмешательствах. Благодаря фиксации противоположных краев тканей с помощью точно откалиброванных многозубчатых браншей, этот инструмент освобождает руки ассистента, поддерживая четкое статичное операционное поле в деликатных зонах.

Разработанный для микроанатомического доступа, Heiss Wound Retractor сохраняет компактный размер 10.8 см, предлагая широкие возможности конфигурации. Хирурги могут выбрать модель с паттерном 5×5 зубцов (\$94) или плотным паттерном 6×6 зубцов (\$99), с острыми кончиками для надежной фиксации в фиброзной ткани или тупыми для предотвращения травматизации мягких тканей. Инструмент доступен с рабочей глубиной 10.0 mm × 10.0 mm и 15.0 mm × 10.0 mm. Прецизионный винтовой механизм позволяет осуществлять плавное микрорегулируемое разведение браншей, которые остаются заблокированными под действием противотяги без случайного соскальзывания.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Heiss Wound Retractor с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая клиникам пластической хирургии, хирургии кисти и общей хирургии долговечную клиническую точность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest