



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Borda Mandibular Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Borda Mandibular Obwegeser

SKU RM-OMRR-20-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	Comprimento total de 20 cm, lâmina de borda mandibular curva	\$49
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Borda Mandibular Obwegeser é um instrumento essencial para cirurgias bucomaxilofaciais e reconstrutivas, desenvolvido especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e não traumático de tecidos moles ao longo da borda mandibular durante intervenções ortognáticas. Projetado com uma curvatura de borda anatômica que envolve firmemente a margem óssea inferior, este afastador permite que os cirurgiões exponham o ângulo e o corpo da mandíbula sem risco de laceração dos tecidos moles.

Construído para uma profundidade de alcance intraoral ideal, esta configuração do Afastador de Borda Mandibular Obwegeser apresenta um comprimento total de 20 cm. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a extremidade de trabalho incorpora uma lâmina curva contornada especificamente para sustentar o córtex mandibular de forma limpa, protegendo os vasos faciais e o nervo mandibular marginal de serras recíprocas e brocas ósseas. O cabo plano ergonômico oferece aos assistentes cirúrgicos uma contração manual estável, reduzindo a fadiga das mãos durante procedimentos de longa duração.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Borda Mandibular Obwegeser para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo às salas de cirurgia bucomaxilofacial e plástica em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest