



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics

SKU RM-BMRFO-1

\$239 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics	50 mm pencereli bıçak, ışık kılavuzu, aspirasyon tüpü
1	Universal Light Cable Fitting	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır
1	Protective Sleeve / Box	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics; estetik ve rekonstrüktif mamoplasti sırasında üstün cep görselleştirmesi ve aktif alan temizliği sağlamak üzere tasarlanmış birinci sınıf aydınlatmalı bir meme cerrahisi enstrümanıdır. Yüksek yoğunluklu fiber optik aydınlatmayı sürekli bir duman ve sıvı aspirasyon kanalıyla entegre eden bu ekartör, karanlık bölgeleri ortadan kaldırır ve elektrocerrahi dumanını eş zamanlı olarak tahliye eder.

Zorlu cerrahi prosedürler için tasarlanan bu Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics konfigürasyonu, 50 mm standart genişlikte bir bıçağa (\$239) sahiptir. Çalışma ucu, lokalize temas basıncını en aza indirirken glandüler dokular üzerinde mükemmel mekanik traksiyon ve stabilite sağlayan özel pencereli bir mimariye sahiptir. Entegre fiber optik demeti; Storz, Olympus, Wolf, ACMI gibi standart hastane ışık kablolarıyla uyumlu universal bir bağlantı parçasına sahiptir ve ameliyathane entegrasyonunu sorunsuz hale getirir.

Medikal sınıf Alman cerrahi paslanmaz çeliğinden ve parlama önleyici saten kaplamalı yüksek transmisyonlu optik cam fiberlerden üretilen Retractor Maker, Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics modelini steril olmayan ve tamamen otoklavlanabilir yapıda üreterek dünya çapındaki meme cerrahisi merkezleri için olağanüstü dayanıklılık, optik netlik ve klinik fayda sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest