



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système Bookwalter StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Système Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSA-1

\$899 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Bras de positionnement Bookwalter StrongArm	Système de positionnement articulé complet à 3 joints
1	Montant de champ	Disponible en longueurs de 12" (30 cm) ou 18" (45 cm)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système Bookwalter StrongArm est un bras de support fixé à la table opératoire, conçu pour maintenir les écarteurs auto-statiques Bookwalter et compatibles immobiles pendant toute l'intervention, libérant ainsi l'équipe chirurgicale de la rétraction manuelle. Le bras de positionnement articulé complet à trois joints permet d'ajuster la hauteur, la portée et l'angle du cadre circulaire attaché, puis de le verrouiller en position.

Le système est fourni avec un montant de champ, disponible en longueurs de 12" (30 cm) ou 18" (45 cm), afin que la hauteur de travail puisse être adaptée à la position du patient et à la profondeur de l'exposition. Les prix varient de 899 \$ à 1 099 \$ selon la longueur du montant choisi ; veuillez confirmer votre configuration préférée lors de votre demande de devis.

Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). Le système Bookwalter StrongArm est livré non stérile, il est réutilisable et entièrement autoclavable, et doit être nettoyé et stérilisé selon les procédures validées de votre établissement avant utilisation.

Retractor Maker fabrique et fournit le système Bookwalter StrongArm directement depuis son site situé près de l'hôpital Sardaar Saleem Medident, Roras Road, Sialkot 51310, Pakistan.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest