



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Назальный ретрактор Aufricht Daniel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Назальный ретрактор Aufricht Daniel

SKU RM-ADNR-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Назальный ретрактор Aufricht Daniel	Общая длина 11 cm, лезвие 50 x 10 mm	\$29
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назальный ретрактор Aufricht Daniel — это специализированный компактный инструмент для ринопластики, разработанный для обеспечения четкой атравматичной визуализации спинки носа, хрящевого свода и структуры перегородки. Благодаря укороченному профилю длиной 11 cm, этот инструмент позволяет хирургу и ассистентам добиться высокой маневренности и стабильного удержания тканей в ограниченном операционном пространстве.

Для снижения интраоперационного натяжения тканей данная конфигурация ретрактора Aufricht Daniel оснащена гладким лезвием длиной 50 mm и шириной 10 mm, которое легко вводится под кожно-жировой лоскут спинки носа. Конструкция лезвия имеет плавный изгиб вниз, повторяющий контуры переносицы, что обеспечивает широкий контакт с поверхностью и устраняет точки локального давления. Пропорциональная легкая рукоятка снижает утомляемость рук во время длительных эстетических операций по ремоделированию носа.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, назальный ретрактор Aufricht Daniel производства Retractor Maker соответствует строгим клиническим стандартам, обеспечивая превосходную коррозионную стойкость, простоту повторной обработки и полную совместимость с автоклавированием для отделений пластической хирургии и отоларингологии.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)