



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

French Pattern I.M.A Sternal Ekartör

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# French Pattern I.M.A Sternal Ekartör

SKU RM-FPIMASR-429-1

**\$429 USD**

## BİLEŞEN LİSTESİ

| ADET | BİLEŞEN                           | BOYUTLAR / AÇIKLAMA                                                                  |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Ana Kayar Raylı Çerçeve           | Toraksik yapıları yönlendirmek ve birbirinden ayırmak için tasarlanmış yanıl şası    |
| 1    | Geniş Sternal Bıçak Bileşeni      | Sternal kuvvet dağılımı için 100 mm x 20 mm pürüzsüz düz palet                       |
| 2    | Asimetrik Sternal Pençe Bıçakları | 28 mm veya 32 mm pençe derinlikleri ile tasarlanmış çift kavisli traksiyon kancaları |
| 3    | Özel Gerdirme Vidası Kilitleri    | Her bıçağı yerinde tutmak için takılan bağımsız kitleme mekanizmaları                |
| 2    | Ergonomik Ekartör Kollar          | Pürüzsüz dış çevrelere sahip hafif, aerodinamik sap kırıřları                        |
| 1    | Koruyucu Saklama / Kutu           | Standart taşıma ambalajı                                                             |

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

French Pattern I.M.A Sternal Ekartör, koroner arter bypass greftlemede (CABG) internal mammary arter (IMA / LIMA) harvesting işlemleri sırasında unilateral sternal elevasyon ve geniş operatif erişim sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir kardiyotoraksik cerrahi ekartör sistemidir. Asimetrik çok bıçaklı şasisi ile tasarlanan bu enstrüman, cerrahların bir sternal kenarı kaldırırken karşı tarafa stabilize edici karşı traksiyon uygulamasına olanak tanıyarak internal toraksik vasküler yatak boyunca net bir görüş koridoru oluşturur.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu French Pattern I.M.A Sternal Ekartör tam seti (\$429), pürüzsüz dış çevrelere sahip ergonomik ekartör kollarının takılı olduğu ağır hizmet tipi ana kayar ray sistemine

sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen 100 mm × 20 mm (20 mm genişlik × 100 mm uzunluk) ölçülerindeki birincil geniş sternal bıçak yüzeyi, kaldırma kuvvetlerini sternuma eşit olarak dağıtır. Sistem, 28 mm veya 32 mm olarak yapılandırılmış modüler derinlik varyasyonlarına sahip çift asimetrik sternal pençe bıçakları içerir ve her biri sarsılmaz stabilite sağlamak için özel gerdirme vidası kilitleriyle güvenli bir şekilde tutulur.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, French Pattern I.M.A Sternal Ekartörü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki açık kalp cerrahisi merkezlerine ve torasik operasyon salonlarına olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest