



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador del componente gleno esférico para
artroplastia de hombro total y reversa

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador del componente gleno esférico para artroplastia de hombro total y reversa

SKU RM-TRSAGCR-26-1

\$109 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador del componente gleno esférico para artroplastia de hombro total y reversa	Longitud de 10 ¼" (26.03 cm), punta doble de 24 mm, mango ergonómico	\$109
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$109

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador del componente gleno esférico para artroplastia de hombro total y reversa es un instrumento quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar un brazo de palanca óseo confiable y un desplazamiento posterior del húmero proximal durante reconstrucciones anatómicas y reversas de hombro. Diseñado para asentarse detrás del borde glenoideo y del cuello humeral, este separador permite a los equipos quirúrgicos empujar el húmero posteriormente, estableciendo un corredor visual amplio directamente hacia la bóveda glenoidea para la fijación de la placa base y el asentamiento del componente gleno esférico.

Construido para resistir ciclos de esterilización en autoclave de alta frecuencia y con una garantía de por vida contra el óxido y defectos de material, esta configuración del separador del componente gleno esférico para artroplastia de hombro total y reversa presenta una longitud total de la herramienta de 10 ¼ pulgadas (26.03 cm, \$109). Fabricada a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la huella de la punta de trabajo incorpora una geometría de doble punta de 24 mm de ancho contorneada para sujetar las cortezas óseas humerales y tejidos capsulares pesados de forma limpia y sin deslizamientos. El conjunto del mango presenta una arquitectura alargada de extremo único integrada en un mango ergonómico para garantizar un control cómodo, seguro y antideslizante durante la preparación articular prolongada.

Suministrado como un dispositivo de quirófano no estéril y reesterilizable con un acabado mate satinado antideslumbrante, Retractor Maker fabrica el separador del componente gleno esférico para artroplastia de hombro total y reversa para soportar un par mecánico inmenso, ofreciendo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad completa en autoclave para salas de reconstrucción de hombro y centros de medicina deportiva en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest