



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sisson Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sisson Wundhaken

SKU RM-SSR-105-1

\$84 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Sisson Wundhaken	10.5 cm Gesamtlänge, 1×1 scharfer Zinkenhaken, Flachgriff	\$84
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$84

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sisson Wundhaken ist ein spezialisierter, handgeführter mikrochirurgischer Retraktor, der gezielt für die sichere, rutschfeste Anhebung von Hautlappen und die präzise Wundrandexposition bei diffizilen plastischen, rekonstruktiven und fazialen Eingriffen konzipiert wurde. Dank seines ultrafeinen Hakenprofils ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das saubere Greifen kutaner und subkutaner Ränder, ohne die empfindliche dermale Mikrozirkulation zu quetschen oder Randnekrosen zu verursachen.

Dieser Sisson Wundhaken ist auf maximale Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit ausgelegt, abgesichert durch eine lebenslange Garantie gegen Rost. Mit einer Gesamtlänge von 10.5 cm (\$84) ist er für hochdetaillierte Gewebemanipulationen auf engem Raum optimiert. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), umfasst die Konfiguration ein asymmetrisches 1×1-scharfes Zinken-Array. Die scharfen Zinken sind akribisch geschliffen, um einen sicheren, rutschfreien Halt an den Hautkanten zu gewährleisten, was eine zuverlässige Gewebefixierung bei minimalem Dislozierungsrisiko während der hochvergrößernden Naht ermöglicht. Der Flachgriff sorgt für eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Geschmiedet mit einem blendfreien, satinierten Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Sisson Wundhaken so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er plastisch-chirurgischen Abteilungen, ophthalmologischen Operationssälen und HNO-Kliniken weltweit unnachgiebige strukturelle Stabilität, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Haltbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest