



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Balfour USA самоудерживающийся

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширитель Balfour USA с самоудерживающимся

SKU RM-BUSRR-1

\$399 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
4 комплекта (всего 8 зеркал)	Боковые зеркала	глубиной 65 mm, 85 mm, 105 mm и 155 mm
1	Центральное зеркало Balfour	70 mm ширина × 70 mm глубина
1	Прямое центральное зеркало	70 mm ширина × 100 mm глубина
1	Рама Balfour	Центральная несущая рама с фиксирующим винтом

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Balfour USA самоудерживающийся — это признанная во всем мире платформа для абдоминальной хирургии, обеспечивающая надежную фиксацию мягких тканей при эксплоративной лапаротомии и операциях на органах малого таза. Благодаря жесткой реечной раме инструмент фиксирует края раны под механическим противонатяжением, освобождая ассистентов и поддерживая стабильный обзор.

Разработанный для максимальной гибкости процедур, данный набор Balfour USA имеет модульную архитектуру. Система включает цельную раму Balfour, четыре пары боковых зеркал (глубиной 65 mm, 85 mm, 105 mm и 155 mm) для работы как с тонкими, так и с бариатрическими брюшными стенками, центральное зеркало Balfour 70 × 70 mm и прямое центральное зеркало 70 × 100 mm для глубокой ретракции мочевого пузыря и внутренних органов.

Изготовленный из немагнитной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker предоставляет Balfour USA нестерильным и полностью автоклавируемым в индивидуальном защитном боксе, обеспечивая надежность и полную совместимость с циклами стерилизации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest