



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lahey Finger Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lahey Finger Retractor

SKU RM-LFR-12-1

\$24 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
1-zinkig / Einhakig	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 Zinken	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 Zinken	RM-LFR-12-1-3	\$34

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lahey Finger Retractor ist ein spezialisierter, handgehaltener chirurgischer Wundhaken, der speziell für die präzise, rutschfeste Elevation von Hautlappen und die Retraktion von oberflächlichem Weichgewebe bei kleineren plastischen, allgemeinen und handchirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit scharfen, gebogenen Zinken, ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen, kutane und subkutane Ränder sicher zu fassen, ohne dass die empfindlichen Gewebekanten abrutschen oder gequetscht werden.

Der Lahey Finger Retractor wurde für eine feinfühligke manuelle Kontrolle konzipiert und verfügt über eine einheitliche Gesamtlänge von 12 cm, die dem OP-Assistenten ein exzellentes taktils Feedback und Manövrierfähigkeit in engen Operationsfeldern bietet. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Qualität, ist das Arbeitsende mit scharfkantigen Zinken in drei wählbaren Konfigurationen erhältlich: 1 Zinke (Einzelhakenprofil, \$24), 2 Zinken (\$29) und 3 Zinken (\$34). Der ergonomische flache Griff gewährleistet eine ermüdungsfreie Hebelwirkung bei komplexen Dissektionen.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Lahey Finger Retractor so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er Kliniken für plastische Chirurgie, Handchirurgie und Allgemeinchirurgie weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest