



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Saco Lacrimal Knapp

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Saco Lacrimal Knapp

SKU RM-KLSR-1

\$39 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	1 Dente (Gancho Único)	Larguras Disponíveis: 5.0 mm · Hastes e Pontas: Rígida ou Flexível (Aguda / Romba) · Preço (USD): \$39.00 – \$49.00
1	2 Dentes	Larguras Disponíveis: 5.0 mm ou 6.0 mm · Hastes e Pontas: Rígida ou Flexível (Aguda / Romba) · Preço (USD): \$39.00 – \$49.00
1	3 Dentes	Larguras Disponíveis: 6.0 mm ou 8.0 mm · Hastes e Pontas: Rígida ou Flexível (Aguda / Romba) · Preço (USD): \$39.00 – \$49.00
1	4 Dentes	Larguras Disponíveis: 6.0 mm ou 8.0 mm · Hastes e Pontas: Rígida ou Flexível (Aguda / Romba) · Preço (USD): \$39.00 – \$49.00
1	Capa Protetora / Caixa	Larguras Disponíveis: Embalagem de Trânsito Padrão · Hastes e Pontas: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Saco Lacrimal Knapp é um afastador cirúrgico especializado para oftalmologia e oculoplastia, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento seguro e atraumático de tecidos moles durante a dacriocistorrinostomia (DCR) e procedimentos no aparelho lacrimal. Projetado com uma ponta tipo rastelo de dentes ultrafinos, este instrumento permite que os cirurgiões afastem tecidos mediais do canto do olho de forma limpa, proporcionando exposição clara da fossa lacrimal e protegendo o saco lacrimal contra perfurações.

Construído com excepcional capacidade de personalização, este Afastador de Saco Lacrimal Knapp é oferecido em três comprimentos totais: 14 cm (\$39), 15.3 cm (\$44) e 16 cm (\$49). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), os cirurgiões podem selecionar entre uma Haste Rígida para alta estabilidade durante manobras delicadas ou uma Haste Flexível desenvolvida para garantir manobrabilidade intraoperatória adaptável em torno de ângulos faciais complexos. A ponta rastelo é configurável em 1, 2, 3 ou 4 dentes com pontas agudas ou rombas em larguras de trabalho de 5.0 mm, 6.0 mm e 8.0 mm.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Saco Lacrimal Knapp sob rigorosas tolerâncias clínicas, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para centros cirúrgicos oculoplásticos, otorrinolaringológicos e microcirúrgicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest