



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Sachs

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Sachs

SKU RM-SVR-22-1

\$54 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Modèle à lame lisse — longueur 22 cm, lame courbe mousse	RM-SVR-22-1-1	\$54
Modèle à lame dentelée — 22 cm longueur, bord de lame dentelé	RM-SVR-22-1-2	\$54
Modèle à crochet pointu — 22 cm length, crochet pointu courbe	RM-SVR-22-1-3	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Sachs est un écarteur spécialisé pour la chirurgie vasculaire et la neurochirurgie, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction et une mobilisation sûres et atraumatiques des veines délicates, des troncs nerveux et des faisceaux vasculaires lors de dissections chirurgicales complexes. Doté d'une tige fine et allongée, cet instrument permet aux chirurgiens de maintenir délicatement les parois veineuses fragiles sans provoquer d'ecchymoses endothéliales focales ou de thrombose.

Construit avec une structure uniforme de 22 cm (\$54), cette configuration de l'écarteur de Sachs propose trois extrémités de travail distinctes sélectionnables via le menu d'options. Fabriqués à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir entre un modèle à lame lisse pour un maintien atraumatique des vaisseaux, un modèle à lame dentelée conçu pour assurer une prise tissulaire optimale et minimiser le glissement sur l'adventice fibreuse, ou un modèle à crochet pointu pour une rétraction précise et ponctuelle. L'ensemble du manche comprend une poignée ergonomique intégrée qui assure un levier manuel stable et sans fatigue.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Sachs pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires vasculaires, cardiovasculaires et

neurochirurgicaux du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest