



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Knapp 涙嚢レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Knapp 涙嚢レトラクター

SKU RM-KLSR-1

\$39 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	1本鉤（シングルフック）	対応幅: 5.0 mm ・ シャフト&先端: リジッドまたはフレキシブル（鋭 / 鈍） ・ 価格 (USD): \$39.00 – \$49.00
1	2本鉤	対応幅: 5.0 mm または 6.0 mm ・ シャフト&先端: リジッドまたはフレキシブル（鋭 / 鈍） ・ 価格 (USD): \$39.00 – \$49.00
1	3本鉤	対応幅: 6.0 mm または 8.0 mm ・ シャフト&先端: リジッドまたはフレキシブル（鋭 / 鈍） ・ 価格 (USD): \$39.00 – \$49.00
1	4本鉤	対応幅: 6.0 mm または 8.0 mm ・ シャフト&先端: リジッドまたはフレキシブル（鋭 / 鈍） ・ 価格 (USD): \$39.00 – \$49.00
1	保護スリーブ / ボックス	対応幅: 標準輸送用パッケージ ・ シャフト&先端: — ・ 価格 (USD): 込

製品詳細

Knapp 涙嚢レトラクターは、涙嚢鼻腔吻合術（DCR）や涙器手術において、安全かつ非外傷的な軟部組織の変位を目的に設計された専門的な眼科・眼形成外科用レトラクターです。極細のマルチプロング（多鉤）ヘッドを採用しており、涙嚢の穿孔を防ぎながら内眼角の繊細な組織を的確に牽引し、涙嚢窩の明瞭な術野を確保します。

高いカスタマイズ性を備えた本製品は、Retractor Maker により 14 cm (\$39)、15.3 cm (\$44)、16 cm (\$49) の3種類の全長で提供されます。最高級のドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）をハンドメイドで仕上げており、微細な操作に適した高い安定性の「リジッドシャフト」と、複雑な顔面の角度に適応する「フレキシブルシャフト」

から選択可能です。ヘッド構成は1、2、3、4本の鉤、先端形状は鋭または鈍、ワーキング幅は5.0 mm、6.0 mm、8.0 mm から用途に合わせて構成できます。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施した Retractor Maker の Knapp 涙嚢レトラクターは、厳格な臨床許容誤差に基づいて製造されており、優れた耐食性と構造的剛性を備えています。世界中の眼形成外科、耳鼻咽喉科、マイクロサージャリーの現場において、オートクレーブ滅菌に対応した高い耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)