



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Neivert Bıçak ve Kılavuz Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Neivert Bıçak ve Kılavuz Ekartör

SKU RM-NKGR-1

\$39 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Standart — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Neivert Bıçak ve Kılavuz Ekartörü, endonazal müdahaleler sırasında hassas yumuşak doku retraksiyonu ve kontrollü osteotomi bıçağı kılavuzluğu sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir rinoplasti ve fasiyal plastik cerrahi aletidir. Çift uçlu yapısı sayesinde cerrahların, alet değiştirmeden bir ucla hassas alar kıkırdak fleplerini kaldırmasına ve karşı uçtaki kanal yardımıyla interkartilajinöz bıçak geçişlerini sorunsuz bir şekilde yönlendirmesine olanak tanır.

Tam prosedürel adaptasyon için üretilen bu Neivert Bıçak ve Kılavuz Ekartörü, iki seçilebilir toplam alet uzunluğunda sabit bir çift uçlu uç düzenine sahiptir: 6 3/4 inches (17.15 cm, \$39) ve 7 3/4 inches (19.69 cm, \$44). Çalışma Ucu 1, kazara kutanöz yırtılmaları önlemek için yuvarlatılmış bir dudağa sahip 15 mm kör cilt ekartörüdür. Çalışma Ucu 2, hassas kıkırdak bölünmesi sırasında neşter bıçaklarını stabilize etmek için tasarlanmış 4 mm kapalı bıçak kılavuz kanalı düzenine sahiptir. Merkezi düz sap, optimum ergonomik denge ve dokunsal geri bildirim sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen Retractor Maker, Neivert Bıçak ve Kılavuz Ekartörünü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki plastik, rekonstrüktif ve KBB cerrahi birimlerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal sağlamlık ve klinik uzun ömür sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest