



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Costelas Castaneda

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Costelas Castaneda

SKU RM-CRS-SERIES-1

\$309 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Opção 1 — 10.5 mm x 32 mm — 65 mm maximum spread — Toracotomia neonatal, correção de coarctação, ligadura de PCA infantil	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Opção 2 — 12.0 mm x 45 mm — 70 mm maximum spread — Correção cardíaca congênita infantil, divisão de anel vascular	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Opção 3 — 15.0 mm x 60 mm — 120 mm maximum spread — Toracotomia pediátrica e adolescente, colocação de shunt pulmonar	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Costelas Castaneda é um retrator cirúrgico torácico especializado para pediatria e neonatologia, desenvolvido especificamente para fornecer separação intercostal controlada e segura durante cirurgias cardíacas congênitas e toracotomias pediátricas. Projetado com trilhos deslizantes delicados e finamente calibrados, este instrumento permite que cirurgiões cardiotorácicos pediátricos distribuam as forças de afastamento com extrema microprecisão, evitando fraturas de costelas ou deslocamentos costochondrais em caixas torácicas infantis frágeis.

Construído para se adaptar a variadas anatomias pediátricas, esta série de Afastadores Castaneda é oferecida em três opções de tamanho: a Opção 1 (\$309) apresenta lâminas de 10.5 mm x 32 mm com abertura máxima de trilho de 65 mm para neonatos; a Opção 2 (\$329) incorpora lâminas de 12 mm x 45 mm com abertura

máxima de 70 mm para lactentes; e a Opção 3 (\$349) apresenta lâminas de 15 mm × 60 mm com abertura máxima de 120 mm para casos pediátricos e adolescentes. Forjadas artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as lâminas laterais suavemente curvadas acomodam as margens das costelas de forma atraumática, enquanto o acionamento por parafuso rotativo trava firmemente sem deslizamento retrógrado.

Com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Costelas Castaneda para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando a centros cirúrgicos cardíacos pediátricos e hospitais infantis em todo o mundo durabilidade estrutural excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest