



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide

**SKU** RM-SNRFOG-22-1

**\$139 USD**

### KOMPONENTENLISTE

| MENGE | KOMPONENTE                                     | ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG                      |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide | 22 cm Länge, 9.5 / 16 mm Klinge, Glasfaserkanal |
| 1     | Universal-Lichtkabeladapter                    | Anschluss an Standard-OP-Glasfaserkabel         |
| 1     | Schutzhülle / Box                              | Standard-Transportverpackung                    |

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide ist ein erstklassiger beleuchteter Wundhaken für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, der speziell entwickelt wurde, um Knochenschutz mit direkter, schattenfreier Ausleuchtung am Ramus mandibulae zu kombinieren. Dieses Instrument ist so konzipiert, dass es über die Incisura mandibulae greift und hochintensives Licht in die tiefen infratemporalen und submasseterischen Korridore leitet, was Chirurgen die Durchführung vertikaler Osteotomien mit absoluter anatomischer Sicherheit ermöglicht.

Diese Konfiguration des Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Reichweite und manueller Kontrolle mit einer Gesamtlänge von 22 cm (\$139). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) – inklusive lebenslanger Garantie gegen Rost – verfügt das Arbeitsteil über eine 9.5 mm / 16 mm konkave Klinge mit einer vollgebogenen Spitzengeometrie zur sicheren Verankerung am kortikalen Knochen. Die integrierte Beleuchtungseinheit umfasst einen Glasfaser-Lichtleitkanal mit Universalanschluss, der mit Standard-OP-Lichtquellen (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) kompatibel ist und Verschattungen im tiefen intraoralen Feld eliminiert.

Die metallischen Oberflächen sind in blendfreiem Satin-Matt-Finish ausgeführt. Retractor Maker fertigt den Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide so, dass er hochfrequenten Autoklavierzyklen standhält, und bietet Einrichtungen für Orthognathie-, Trauma- und Kraniofazialchirurgie weltweit außergewöhnliche optische Klarheit, strukturelle Steifigkeit und klinische Langlebigkeit.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest