



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Senn 前方開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Senn 前方開創器

SKU RM-SFR-625-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Senn 前方開創器	6.25" (15.87 cm) 長、浅鉤式前方チップ、フラットハンドル	\$49
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Senn 前方開創器は、形成外科、手外科、および一般外科における創縁の確実な牽引と軟部組織の変位のために特別に設計された革新的な手持ち式手術器具です。解剖学的な角度をつけた前方突出型のブレード設計により、助手の手が術野を妨げることなく、線維性組織を清潔に把持することが可能です。

環境劣化を防ぐ不活性表面処理が施されたこの Senn 前方開創器は、全長 6.25 inches (15.87 cm, \$49) で構成されています。最高級の術科用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を手作業で加工した先端形状は、浅い鉤爪を備えた特殊な前方チップを特徴としており、組織を挫滅させることなく、緻密な真皮境界部や筋膜において滑りのない極めて効率的な組織制御を可能にします。片頭式のデザインは、人間工学に基づき滑らかに仕上げられたハンドルシャシーに統合されており、助手の疲労を軽減する手動レバー操作を提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Senn 前方開創器は、繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の外来手術センター、形成外科クリニック、外傷外科において、優れた耐食性、構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest