



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель реберный Morse-Favaloro

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль реберный Morse-Favaloro

SKU RM-MFRS-160-1

\$269 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама с параллельной направляющей	Легкая алюминиевая направляющая, служащая шасси для расширения
4 (2 пары)	Подвижные угловые боковые ложки	Четыре многопозиционные регулируемые ложки 17 mm x 22 mm, адаптирующиеся к форме ребер
1	Винтовой замок	Встроенный фиксирующий болт для удержания ложек в заданном положении
2	Эргономичные бранши	Конические алюминиевые рычаги с гладкими внешними краями
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Morse-Favaloro является незаменимым кардиоторакальным ретрактором, разработанным специально для безопасного контурного разведения межреберных промежутков и обеспечения переднего торакального доступа при реваскуляризации миокарда и легочных процедурах. Благодаря многопозиционным подвижным ложкам, боковые элементы могут вращаться и точно подстраиваться под кривизну ребер пациента, равномерно распределяя нагрузку для предотвращения локальных повреждений надкостницы или переломов ребер.

Эта конфигурация Morse-Favaloro Rib Spreader, созданная для точного хирургического контроля, обеспечивает горизонтальное расширение до 160 mm (\$269). Инструмент изготовлен вручную: ложки из немецкой нержавеющей стали операционного класса установлены на легкую направляющую из

анодированного алюминия. Подвижные боковые ложки размером 17 mm x 22 mm оптимизированы для точной адаптации к костным структурам как стандартной, так и хрупкой грудной клетки. Четыре подвижные ложки (по две на каждой бранше) фиксируются в оптимальном положении с помощью встроенного винтового зажима, а конические алюминиевые рукоятки имеют гладкие внешние края для защиты прилегающих мягких тканей.

Инструмент с антибликовым матовым покрытием от Retractor Maker рассчитан на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая центры сердечно-сосудистой хирургии и торакальные клиники по всему миру исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest