



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Lahey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de Lahey

SKU RM-LR-HH-1

\$39 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
18 cm (env. 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (approx. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Lahey est un dispositif chirurgical manuel reconnu internationalement, conçu pour offrir une exposition atraumatique des tissus mous lors de procédures délicates du cou et du système endocrinien. Doté d'une extrémité de travail élancée à angle droit, cet instrument permet aux chirurgiens de soulever délicatement les muscles sous-hyoïdiens, les fascias et les marges cutanées sans obstruer l'accès visuel aux structures neurovasculaires sous-jacentes.

Optimisé pour les dissections cervicales de précision, l'écarteur de Lahey est disponible en deux longueurs de travail distinctes : 18 cm (\$39) et 20,3 cm (\$49). L'écarteur propose des configurations de lame au choix, incluant une lame étroite de 5 mm et une lame à angle droit de 15 mm × 3 mm, offrant une capacité de maintien ciblée avec un manche plat ergonomique qui garantit un contrôle confortable et sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) non magnétique avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Lahey selon des normes cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité inébranlable et une compatibilité totale avec l'autoclave pour les services de chirurgie générale et d'oto-rhino-laryngologie.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest