



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Braço de Martin (Martin Arm)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Braço de Martin (Martin Arm)

SKU RM-MAR-1

\$799 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Acoplador	Fixa-se firmemente ao trilho lateral da mesa cirúrgica enquanto segura e trava a Barra em L no lugar
1	Barra em L	Insere-se no Acoplador para servir como a estrutura primária de suporte vertical e horizontal
1	Braço Articulado	Conecta-se à Barra em L para fornecer movimento multi-eixo e posicionamento travado para instrumentos afastadores sobre o sítio cirúrgico

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Braço de Martin é um dispositivo mecânico indispensável de fixação à mesa, projetado para eliminar a fadiga do assistente e garantir a estabilidade de instrumentos sem tremores durante intervenções abertas e laparoscópicas. Ao ancorar-se diretamente nos trilhos laterais padrão de mesas cirúrgicas, esta plataforma rígida serve como um braço de suporte estático confiável para afastadores de tecidos pesados, endoscópios e cabeças de câmera ótica.

Construído para um posicionamento multi-planar fluido, o Braço de Martin incorpora um acoplador universal de trilho, uma barra de suporte em L (vertical e horizontal) de alta resistência e um braço de fricção articulado avançado. Com flexibilidade de rotação de 360 graus em múltiplas juntas de travamento, o cirurgião pode posicionar lâminas de retração ou óticas de diagnóstico em qualquer ângulo preciso e travá-las firmemente usando um manípulo central ergonômico.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico não magnético com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Braço de Martin não estéril e

totalmente autoclavável dentro de uma caixa de armazenamento protetora, oferecendo longevidade clínica robusta para instalações cirúrgicas em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest