



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Kasden 双頭デリケートレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Kasden 双頭デリケートレトラクター

SKU RM-KDEDR-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Kasden 双頭デリケートレトラクター	寸法/詳細: 全長 6 ½" (16.5 cm)、デュアルデリケートブレード、アルミニウムハンドル	\$29
保護スリーブ / ボックス	寸法/詳細: 個別配送用パッケージ	\$29

製品詳細

Kasden 双頭デリケートレトラクターは、美容外科、眼科、形成再建外科における繊細な軟部組織や創縁の愛護的牽引に特化して設計された手持ち式手術器具です。極細の双頭構造により、術者は器具を持ち替えることなく、浅層の皮弁挙上から深層の軟部組織牽引へとスムーズに移行できます。

狭所での操作性と精密な創傷管理を目的に設計されたこの Kasden 双頭デリケートレトラクターは、全長 6 ½ inches (16.5 cm) の構成となっています。ブレードは最高品質のドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用した手仕上げの双頭構造で、局所的な挫傷や組織の剪断を防ぎます。ハンドルには軽量のアルマイト加工アルミニウムを採用し、優れた触知性と最適なバランスを提供するとともに、長時間の微細剥離における助手の疲労を軽減します。

光の反射を抑えたサテンマット仕上げを施し、厳格な臨床許容誤差に基づいて製造された Retractor Maker の Kasden 双頭デリケートレトラクターは、繰り返しの滅菌サイクルに耐え、高い耐食性と強固な構造的剛性を備えています。世界中の形成外科や耳鼻咽喉科の術場において、オートクレーブ対応の優れた耐久性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest