



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Modified Fukuda Type Retractors

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Modified Fukuda Type Retractors

SKU RM-MFTR-SHLD-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Modified Fukuda Type Retractor	手持ち式整形外科用上腕骨レバレッジ・レトラクター、フェネストレーテッド・リングブレード	\$89
保護スリーブ/箱	個別輸送用パッケージ	\$89

製品詳細

Modified Fukuda Type Retractorsは、肩関節再建術において関節窩縁から上腕骨頭を確実かつ制御された状態で変位させるために特別に設計された、不可欠な整形外科手術器具です。解剖学的な曲線を持つリング状のフェネストレーテッド・ブレード（窓あきブレード）を採用したこれらのレトラクターは、上腕骨近位部を安全に保持し、器具の滑りや軟骨の剪断のリスクなしに術者が関節窩表面の処置を行うことを可能にします。

強力な関節レバレッジのために構築されたこのModified Fukuda Type Retractorsモデル (\$89) は、助手の手を術野より下に安全に逃がす最適化されたシャंक曲率を取り入れています。フェネストレーテッド・ブレード構造により、下層の関節縁のクリアな可視化を可能にしながら、上腕骨頭頸部の皮質全体にカウンター・トラクションの力を均等に分散させます。人間工学に基づいたハンドルは、関節操作中に滑りにくいマニュアルコントロールと最大のレバレッジを提供します。

無反射サテンマット仕上げのプレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor MakerのModified Fukuda Type Retractorsは、整形外科特有の強いトルクや繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の肩関節再建およびスポーツ医学チームに、揺るぎない臨床的耐久性とパフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest