



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Traqueal Lukens

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Traqueal Lukens

SKU RM-LTR-634-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Traqueal Lukens	Dimensões / Detalhes: 6 ¾" (17.1 cm) de comprimento, lâminas duplas curva de 10 mm e angular de 7 mm · Quantidade Incluída: 1	\$79
Luva Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem individual de trânsito · Quantidade Incluída: 1	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Traqueal Lukens é um afastador cirúrgico de via aérea especializado de extremidade dupla, desenvolvido especificamente para proporcionar um deslocamento seguro e não traumático de tecidos moles e estabilização da cartilagem traqueal durante traqueostomias e procedimentos cervicais. Projetado com lâminas assimétricas contrastantes em extremidades opostas de um cabo central, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas transitem sem esforço entre a contenção ampla do músculo pré-traqueal e a elevação precisa da cartilagem sem a necessidade de troca de instrumentos.

Construído conforme os padrões clínicos estruturais, esta configuração do Afastador Traqueal Lukens apresenta um comprimento total da ferramenta de 6 ¾ inches (17.1 cm, \$79). Produzido artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento incorpora um perfil de lâmina de extremidade dupla, apresentando uma Extremidade de Lâmina Curva de 10 mm de largura para deslocamento amplo de tecidos moles e uma Extremidade de Lâmina Angular de 7 mm de largura para elevação direcionada do anel traqueal. O cabo central ergonômico proporciona aos assistentes cirúrgicos uma contração manual estável e reduz a fadiga das mãos durante toda a intervenção.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Traqueal Lukens para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a salas de cirurgia de otorrinolaringologia, centros de trauma e departamentos de emergência em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total durabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)