



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

ÉCARTEUR D'AMPUTATION PERCY

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ÉCARTEUR D'AMPUTATION PERCY

SKU RM-PAR-1

\$399 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'ÉCARTEUR D'AMPUTATION PERCY est un écarteur de chirurgie orthopédique et traumatologique classique, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction circonférentielle large des tissus mous et des muscles lors d'amputations majeures de membres. Doté d'une palette de protection circulaire expansive qui encercle la tige osseuse, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de tirer proprement les ventres musculaires sectionnés à proximité de la coupe osseuse, protégeant ainsi les tissus mous des scies d'amputation rotatives ou oscillantes.

Conçue pour offrir une durabilité immense et des performances de longue durée dans les environnements de traumatologie exigeants, cette série d'ÉCARTEURS D'AMPUTATION PERCY est disponible en trois longueurs totales : 24.3 cm (\$399) pour les membres supérieurs et les procédures pédiatriques, 35.0 cm (\$449) pour les amputations transfémorales et transtibiales, et un modèle étendu de 42.0 cm (\$499) pour les membres bariatriques ou fortement musclés. Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument présente une poignée asymétrique amovible qui offre un effet de levier maximal tout en permettant un démontage rapide pour un nettoyage facile.

Forgé avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'ÉCARTEUR D'AMPUTATION PERCY pour résister à une traction mécanique lourde et aux cycles d'autoclave répétés, offrant aux centres de traumatologie, aux hôpitaux de campagne militaires et aux blocs opératoires orthopédiques du monde entier

une fiabilité structurelle et clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest