



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

Willauer-Deaver 牽引子

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



# Willauer-Deaver 牽引子

SKU RM-WDR-395-1

**\$99 USD**

## 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                          | SKU / 詳細       | 価格 (USD) |
|--------------------------------------|----------------|----------|
| 25 mm ワイドブレード — 25 mm 幅 × 108 mm 有効長 | RM-WDR-395-1-1 | \$99     |
| 50 mm 幅弁 — 50 mm 幅 × 108 mm 有効長      | RM-WDR-395-1-2 | \$149    |

## 製品詳細

Willauer-Deaver 牽引子は、主要な開腹・開胸術において、肺実質、腹部内臓、および胸部構造の安全かつ広範囲な組織変位を提供するために特別に設計された深部空洞用手術用牽引子です。先端が丸みを帯びた非外傷性リップで終わる細長い湾曲フックブレードを備えたこの器具は、助手による持続的な対抗牽引を可能にし、重い内臓面にかかる圧力を分散させ、挫傷や漿膜の損傷を防ぎます。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐え、錆に対する生涯保証を提供するこの Willauer-Deaver 牽引子は、全長 39.5 cm という異例の長さを誇り、真骨盤や胸腔の深部まで到達可能です。プレミアムグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で鍛造されており、有効なブレード長は湾曲面に沿って 108 mm です。この器具は、臨床的な深さに応じて 2 つの選択肢から適応可能です。集中した組織保持と深部血管の露出に適した 25 mm 幅（\$99）、および広範囲の肺や肝臓の変位に適した広幅の 50 mm 幅（\$149）が用意されています。人間工学に基づいたフラットハンドルは、疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Willauer-Deaver 牽引子は、繰り返しの病院滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の心臓胸部外科、トラウマセンター、一般外科手術室に卓越した耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

**+92 327 8345101**

ウェブサイト

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest