



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs de Genou pour Chirurgie Mini-Invasive

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs de Genou pour Chirurgie Mini-Invasive

SKU RM-MIKR-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
19 cm Longueur totale	RM-MIKR-1-1	\$79
Longueur totale 20 cm	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm Longueur totale	RM-MIKR-1-3	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs de genou pour chirurgie mini-invasive sont des instruments chirurgicaux orthopédiques indispensables, conçus spécifiquement pour assurer un levier osseux fiable et le déplacement des tissus mous périarticulaires à travers des incisions cutanées réduites lors de l'arthroplastie totale du genou mini-invasive (MIS-TKA). Conçus avec des tiges profilées à profil bas, ces écarteurs permettent aux équipes chirurgicales de rétracter la rotule, les ligaments collatéraux et la capsule proprement, sans exercer de tension excessive sur les berges de l'incision.

Conçue pour s'adapter aux diverses anatomies des patients et aux profondeurs tissulaires, cette série d'écarteurs Retractor Maker est disponible en trois portées longitudinales distinctes sélectionnables via le menu des options : 19 cm (\$79) pour les articulations fines, 20 cm (\$84) pour les procédures adultes standard, et une portée étendue de 22 cm (\$89) pour les couloirs articulaires profonds. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), chaque écarteur est doté d'une poignée ergonomique et d'un embout en bec profilé qui s'appuie solidement contre les cortex osseux fémoraux et tibiaux, empêchant tout glissement lors des coupes osseuses à grande vitesse.

Forgés avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit des écarteurs de genou pour chirurgie mini-invasive capables de résister à des couples mécaniques élevés et à des cycles d'autoclave répétés, offrant une durabilité clinique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité totale de stérilisation pour

les salles de reconstruction articulaire du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)