



RETRACTOR MAKER

کتیب منتج

Converse Nasal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Converse Nasal Retractor

SKU RM-CNR-45-1

\$69 USD

الأحجام والأسعار المتوفرة

السعر (USD)	التفاصيل / SKU	الحجم / الخيار
\$69	RM-CNR-45-1-1	بدون ضوء ألياف بصرية
\$209	RM-CNR-45-1-2	مع ضوء ألياف بصرية

وصف المنتج

عاطلغلا يضر ريفوت بائع ريفوتلا اصيصخ تممص ،ف نلأ ليمجت تاحارجي فة يسايف ةي حارج ةادأ وه Converse Nasal Retractor دعبم لوصو لء طافحلا بن حارجلا ةادلا هذه جمسة ،ةلأثم ةيلفس ةيواز ،اهميمصت لصف ،ي رهظلا قاحمسلاو ،ي فورصفلا وبقلاو ،ف نلأ ي دلجلا جراحي واضح إلى ظهر الأنف العظمي والغضروفي مع حماية السديلة الجلدية العلوية من الكدمات البؤرية.

ةرفش عم (11.4 cm) ةصو، 4 ½ ي لامجلا لوط غلبو ،ةفلتخملا ةي حارجلا تاءارجلا عم فيكتيل Converse Nasal Retractor ميمصت مة مستدقة بعرض 11.0 mm وطول 44.0 mm. تتوفر الأداة بخيارين وظيفيين: موديل قياسي غير مضني (\$69) وتكوين مضني فائق (\$209) يشتمل على حزمة ألياف بصرية مدمجة تسلط إضاءة ساطعة خالية من الظلال مباشرة في الجيب الجراحي العميق. تتضمن حزمة الإضاءة وصلة عالمية متوافقة مع مصادر الضوء القياسية في غرف العمليات (Storz و Olympus و Wolf و ACMI).

تصنع شركة Retractor Maker مبدع Converse Nasal Retractor من فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304/316 من الدرجة الممتازة (غير ةحارج زكارم رفوي امم ،تايفشتسملا ي ف ةرركتملا ميقعتلا تارود لمحتيل ،ةسكاع ريف ةيناناس ةيئاھن ةسملا برخافلا ي حارجلا)ي سيطانغم .يربرس رمع لوطو ،ل كاتلا ةمواقمو ،ايئانتسا ابرص ،احوضو ةرجنحلاو نلأ أو ف نلأ أو ليمجتلا



شكرا لكم

نتطلع لمناقشة متطلباتكم من المعدات الجراحية.

تواصل مع Retractor Maker

البريد الإلكتروني

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

المواقع الإلكترونية

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

العنوان

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

تابعنا



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest