



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Doyen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Doyen

SKU RM-DR-22-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Lâmina de 30 x 30 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
32 x 40 mm lâmina — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
Lâmina de 40 x 50 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
Lâmina de 40 x 60 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
45 x 75 mm lâmina — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm lâmina — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Doyen é um instrumento cirúrgico geral reconhecido internacionalmente, projetado especificamente para fornecer deslocamento tecidual controlado e traumático durante operações abdominais e pélvicas abertas. Projetado com um perfil de lâmina larga e curva, este instrumento distribui a contra-tração manual por uma ampla superfície anatômica, prevenindo a necrose por pressão localizada em paredes de órgãos afastados e planos musculares.

Construído para um controle operacional ideal, este modelo de Afastador Doyen apresenta um alcance estrutural total de 22 cm (\$99). Seu perfil de lâmina larga especializado é contornado para otimizar a exposição anatômica enquanto minimiza a pressão tecidual localizada, permitindo que os assistentes cirúrgicos desloquem a parede abdominal, massas viscerais e a bexiga suavemente. Seu cabo ergonômico incorpora um anel de dedo contornado que oferece controle manual antiderrapante e alavancagem de tração superior durante casos cirúrgicos prolongados.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Doyen seguindo rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à tração, excepcional resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave para centros cirúrgicos hospitalares em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest