



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система Bookwalter StrongArm System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Система Bookwalter StrongArm System

SKU RM-BSA-1

\$899 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Позиционирующий кронштейн Bookwalter StrongArm	Полная шарнирная 3-суставная позиционирующая система
1	Вертикальная стойка	Доступна в длине 12" (30 cm) или 18" (45 cm)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система Bookwalter StrongArm System — это опорный кронштейн с креплением к операционному столу, предназначенный для устойчивого удержания Bookwalter и совместимых самоудерживающихся систем ретракторов на протяжении всей процедуры, освобождая хирургическую бригаду от ручной ретракции. Полноценный шарнирный трехсуставный позиционирующий кронштейн позволяет регулировать высоту, вылет и угол наклона прикрепленной кольцевой рамы с последующей фиксацией в нужном положении.

Система поставляется с вертикальной стойкой длиной 12" (30 cm) или 18" (45 cm), что позволяет подобрать рабочую высоту в соответствии с положением пациента и глубиной операционного поля. Цена варьируется от \$899 до \$1,099 в зависимости от выбранной длины стойки; подтвердите предпочтительную конфигурацию при запросе коммерческого предложения.

Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали и поставляются в надежной защитной упаковке. Система Bookwalter StrongArm System поставляется нестерильной, является многоразовой и полностью автоклавируемой; перед использованием она должна быть очищена и стерилизована в соответствии с утвержденными процедурами вашего учреждения.

Retractor Maker производит и поставляет систему Bookwalter StrongArm System напрямую со своего предприятия, расположенного рядом с Sardaar Saleem Medident Hospital, Roras Road, Sialkot 51310, Pakistan.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest