



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Costal Haight

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Costal Haight

SKU RM-HRS-329-1

\$329 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Barra de Expansão Horizontal	Chassi deslizante que suporta o alargamento estrutural manual durante a toracotomia
2 (Par Fixo)	Lâminas Angulares Fixas	Placas laterais de fixação óssea de 30 mm x 30 mm com fenestrações teciduais
1	Trava de Rosca	Braçadeira de retenção mecânica que garante fixação estável no nível de retração escolhido
2	Braços de Retração Ergonômicos	Perfis de cabo leves fabricados com bordas externas completamente lisas
1	Caixa / Armazenamento de Proteção	Embalagem padrão de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Costal Haight é um retrator cirúrgico cardiotorácico essencial, projetado especificamente para proporcionar a separação intercostal gradual e segura e a exposição da parede torácica durante procedimentos de toracotomia adulta e ressecção pulmonar. Projetado com uma robusta barra de expansão horizontal, este instrumento permite que os cirurgiões torácicos apliquem forças de afastamento mecânico constantes em costelas adjacentes, prevenindo fraturas costais enquanto mantém um corredor operatório desobstruído para a cavidade pleural.

Construído conforme especificações de estrutura clínica, este conjunto completo do Afastador Costal Haight (\$329) apresenta uma barra de expansão horizontal reforçada que suporta o alargamento estrutural manual até uma faixa de expansão horizontal máxima de 120 mm. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de

qualidade superior (não magnético), as lâminas laterais angulares fixas medem 30 mm × 30 mm, projetadas com fenestrações teciduais circulares estrategicamente posicionadas que se ancoram firmemente ao córtex ósseo adulto sem deslizar. A braçadeira de retenção mecânica com trava de rosca garante uma fixação estável no nível de retração escolhido, enquanto os braços ergonômicos do afastador, fabricados com bordas externas lisas, evitam danos aos tecidos moles.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Costal Haight para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros cirúrgicos torácicos, unidades cardíacas e centros de trauma em todo o mundo rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest