



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs Coryllos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs Coryllos

SKU RM-COR-THOR-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
22 mm × 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm × 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm × 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs Coryllos sont des instruments de chirurgie cardiothoracique spécialisés, conçus spécifiquement pour offrir une exposition profonde et optimale de la cavité thoracique et de la paroi thoracique lors des procédures de thoracotomie et de résection pulmonaire. Dotés d'une lame large à courbure anatomique, ces instruments permettent aux assistants chirurgicaux d'abaisser le parenchyme pulmonaire et d'écarter la musculature intercostale en douceur, sans provoquer de contusions tissulaires focales.

Conçue pour un effet de levier thoracique important, la série d'écarteurs Coryllos présente une portée opérationnelle s'étendant de 9 ½ pouces à 10 pouces (environ 24-25,4 cm) pour garantir une excellente force de traction. La gamme est fabriquée en trois dimensions de lame standardisées : 22 mm × 82 mm (\$99), 43 mm × 108 mm (\$109), et un profil extra-large de 65 mm × 115 mm (\$119). Sa poignée à anneau en forme de larme offre aux assistants une prise sûre et antidérapante qui réduit considérablement la fatigue manuelle lors des interventions thoraciques ouvertes de plusieurs heures.

Forgés dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique les écarteurs Coryllos pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles d'autoclavage hospitaliers répétés, offrant ainsi aux équipes de chirurgie cardiothoracique et générale une fiabilité clinique durable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest