



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель грудной Finochietto Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль грудной Finochietto Rib Spreader

SKU RM-FRS-SERIES-1

\$329 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама с обтекаемой параллельной направляющей	Линейное шасси, предназначенное для раздвижения и расширения костных структур
2 (фиксированная пара)	Фиксированные изогнутые бранши	Боковые блоки для захвата кости с круглыми фенестрациями
1	Встроенный винтовой замок	Ручной фиксатор конструкции для надежного удержания рамы в разведенном состоянии
2	Эргономичные рычаги-удлинители	Облегченные структурированные рукоятки, оптимизированные для снижения усталости рук
1	Защитный футляр / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Finochietto Rib Spreader является базовым кардиоторакальным хирургическим ретрактором, специально разработанным для безопасного постепенного разведения межреберных промежутков и обеспечения доступа к грудной стенке во время крупных пульмонологических, кардиологических и медиастинальных операций. Оснащенный надежной реечной направляющей, этот инструмент позволяет хирургу применять калиброванную механическую дистракцию смежных ребер, предотвращая переломы костей и создавая беспрепятственный визуальный коридор в плевральную полость.

Для адаптации к различной глубине грудной полости и анатомическим особенностям, стандартная рама Finochietto Rib Spreader предлагается в шести основных комбинациях размеров в зависимости от

хирургических задач: Вариант 1 (40 × 45 мм / разведение 135 мм, \$329), Вариант 2 (40 × 45 мм / разведение 150 мм, \$339), Вариант 3 (46 × 62 мм / разведение 190 мм, \$349), Вариант 4 (52 × 62 мм / разведение 175 мм, \$339), Вариант 5 (80 × 65 мм / разведение 190 мм, \$349) и Вариант 6 (85 × 65 мм / разведение 175 мм, \$359). Изготовленные вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, фиксированные изогнутые боковые бранши имеют круглые отверстия (фенестрации), обеспечивающие надежный захват кости, а встроенный винтовой замок надежно удерживает расширение рамы без соскальзывания.

Retractor Maker производит Finochietto Rib Spreader с антибликовым сатиновым матовым покрытием, способным выдерживать многократные циклы автоклавирувания, обеспечивая отделения кардиоторакальной хирургии, травматологические центры и операционные по пересадке легких по всему миру исключительной жесткостью конструкции, коррозионной стойкостью и полной клинической надежностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest