



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Baby-Haight 開胸器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Baby-Haight 開胸器

SKU RM-BHRS-52-1

\$289 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	超小型直線拡張ガイドフレーム	新生児の外科的パラメータに合わせて構築されたマイクロ・スロット付きスライドトラック
2	着脱式窓あき側方ブレード (ペア1)	圧迫壊死を制限するように設計された 9 mm × 10 mm ミニ組織パドル
2	着脱式窓あき側方ブレード (ペア2)	より深い乳児の経路に対応する 9 mm × 20 mm ミニ組織パドル
1	一体型ファインピッチ・スクリューロック	段階的な幅制御のための低プロファイル回転式サムスクリュー
2	人間工学に基づいたマイクロ・フォルセプス延長アーム	滑らかな外縁を備えた流線型かつ軽量のハンドルプロファイル
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Baby-Haight 開胸器は、非常に脆弱な乳幼児の胸郭において、安全かつ緩やかな肋間分離を行うために特別に設計された新生児・小児心臓胸部外科用リトラクターです。マイクロ・スロットを備えた直線拡張ガイドフレームにより、小児外科医は機械的拡張力を段階的に精密制御でき、先天性心疾患の手術中における局所的な圧迫壊死の排除や肋骨骨折の防止を実現します。

新生児の外科的パラメータを管理するために専用設計されたこの Baby-Haight 開胸器コンプリートセット (\$289) は、最大 52 mm の微細拡張チャンネル機能を備えています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたこのモジュール式システムには、4つの着脱可能な窓あき側方ブレード（交換可能な2ペア）が含まれています。ペア1は浅い新生児切開用の 9 mm × 10 mm、ペア2はより深い乳児の胸部経路用の 9 mm × 20 mm です。一体型のファインピッチ・スクリューロック・サムスクリューにより、段階的な自己保持式の幅制御が可能であり、流線型のマイクロ・フォルセプス延

長アームは、周囲の軟部組織を保護する滑らかな外縁を備えています。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Baby-Haight 開胸器は、繰り返しの病院内滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の小児心臓センター、新生児集中外科ユニット、こども病院に、卓越した機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest