



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Lone Star Retractor (結腸、直腸、頭頸部外科用)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Lone Star Retractor (結腸、直腸、頭頸部外科用)

SKU RM-LSR-CRHN-1

\$399 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小リング — 14.1 cm x 14.1 cm (Colorectal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Standard Ring — 18.6 cm x 8.9 cm (大腸肛門外科用)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
大リング — 25.0 cm x 25.0 cm (大腸肛門外科用)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414

製品詳細

Lone Star Retractor (結腸、直腸、頭頸部外科用) は、深部肛門直腸および頸部軟部組織への介入において、障害物のない術野を確保するために設計された不可欠な自動開創器です。精密なスロットが施された外輪に弾性ステイフックを固定することで、このシステムはバランスの取れたカウンター・トラクションを提供し、手術スタッフによる物理的な保持から解放します。

円形および会陰部の解剖学的構造に最適化されたこの Lone Star Retractor (結腸、直腸、頭頸部外科用) の構成は、会陰部や頸部の輪郭に快適に適合する関節式の薄型フレームを特徴としています。スロット付きの外周により、ステイの張力を微段階で調整できるため、非外傷的な組織縁の変位を確実にを行い、重要な微細剥離中の偶発的な滑りを防ぎます。

プレミアム陽極酸化アルミニウムとサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造され、反射のないマット仕上げが施されています。Retractor Maker は、Lone Star Retractor (結腸、直腸、頭頸部外科用) を未滅菌かつ完全オートクレーブ対応の個別保護パッケージで提供しており、優れた耐久性と病院での容易な再処理を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest