



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Válvula Aórtica Ross

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Válvula Aórtica Ross

SKU RM-RAVR-25-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Tamaño #1 — $\frac{5}{8}$ " $\times$ $\frac{5}{8}$ " (aprox. 16 $\times$ 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Tamaño #2 — $\frac{1}{2}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ " (aprox. 13 $\times$ 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Tamaño #3 — $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1" (aprox. 19 $\times$ 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Tamaño #4 — $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ " (aprox. 19 $\times$ 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Tamaño #5 — 1 $\frac{1}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ " (aprox. 29 $\times$ 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Tamaño #6 — 1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ " (aprox. 35 $\times$ 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Válvula Aórtica Ross es un instrumento quirúrgico cardiovascular de renombre internacional, diseñado específicamente para proporcionar una retracción segura y atraumática de las valvas de la válvula aórtica y la raíz aórtica durante procedimientos de reemplazo y reconstrucción valvular. Diseñado con una cara de hoja anatómicamente curva, este separador permite a los cirujanos cardiorácicos inspeccionar el anillo aórtico, los ostia coronarios y las estructuras subvalvulares de forma limpia, sin causar contusiones en las frágiles valvas valvulares.

Construido bajo estándares de marco clínico, esta configuración del Separador de Válvula Aórtica Ross presenta una longitud total de la herramienta de 25 cm (\$89) que proporciona un alcance profundo en la raíz aórtica mientras mantiene las manos del asistente fuera del campo primario. Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el conjunto del mango incorpora un marco de agarre hexagonal ergonómico sólido que proporciona una estabilidad rotacional excepcional y un control antideslizante. Los cirujanos pueden elegir entre seis tamaños de hoja anatómicos distintos: Tamaño #1 ($\frac{5}{8}$ " $\times$ $\frac{5}{8}$ "), Tamaño #2 ($\frac{1}{2}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ "), Tamaño #3 ($\frac{3}{4}$ " $\times$ 1"), Tamaño #4 ($\frac{3}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ "), Tamaño #5 (1 $\frac{1}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ ") y Tamaño #6 (1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ ").

Forjado con un acabado mate satinado antirreflectante, Retractor Maker fabrica el Separador de Válvula Aórtica Ross para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros quirúrgicos cardíacos y salas de operaciones torácicas de todo el mundo una rigidez estructural inquebrantable, alta resistencia a la corrosión y una durabilidad clínica total.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)